



**Patientendaten:**

**Einsender** (Postanschrift, Station):

*Diagnostik durch Wissen*  
*Kompetente Beratung*  
*Notfall-Diagnostik*  
*Tandem-Massen-*  
*Spektrometrie (TMS)*  
*MULTISCAN*

- Spontanurin   
Serum/Plasma   
Trockenblut   
Sonstiges:

Abnahmedatum: \_\_\_\_\_

- Kassenpatient:   
Privatpatient:

- stationär:   
ambulant:

**Leistungsanforderung: Therapiemonitoring**



- |                                   |                          |          |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| PKU / HPA                         | <input type="checkbox"/> | MSUD     | <input type="checkbox"/> |
| Cobalamin C/D                     | <input type="checkbox"/> | PA / MMA | <input type="checkbox"/> |
| HMG-CoA-Lyase                     | <input type="checkbox"/> | IVA      | <input type="checkbox"/> |
| Biotinidase                       | <input type="checkbox"/> | SLOS     | <input type="checkbox"/> |
| Argininosuccinat-Lyase            | <input type="checkbox"/> |          | <input type="checkbox"/> |
| Tyrosinämie                       | <input type="checkbox"/> |          | <input type="checkbox"/> |
| Argininämie / Citrullinämie / OTC | <input type="checkbox"/> |          | <input type="checkbox"/> |
| _____                             |                          |          | <input type="checkbox"/> |

Besonderheiten (Infekt, Erbrechen o. Ä.) \_\_\_\_\_

Medikamente (Dosierung): \_\_\_\_\_

Ergebnisübermittlung an: \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_



**zfs – Zentrum für Stoffwechseldiagnostik  
Reutlingen GmbH**

**Postfach 1964**

**72709 Reutlingen**

*Diagnostik durch Wissen*

*Kompetente Beratung*

*Notfall-Diagnostik*

*Tandem-Massen-*

*Spektrometrie (TMS)*

*MULTISCAN*

## **Ablauf Therapiemonitoring mittels Trockenblutkarte**

- Probengewinnung zu einem festgelegten Zeitpunkt, Wichtig: Immer gleicher Abstand zur letzten Mahlzeit.
- Idealerweise Kapillarblut aus der Ferse oder Fingerbeere. Wenn ohnehin venöses Blut abgenommen werden muss kann venöses Blut **ohne jegliche Zusätze direkt nach der BE** aufgetropft werden, um eine zusätzlich Punktion zu vermeiden.
- Ein Tropfen Blut je Testkreis, bitte auf vollständiges Durchtränken der Karte achten (gleiche Größe des Blutflecks auf Vorder- und Rückseite, min. 5 mm Durchmesser. Bei ungenügender Blutmenge neuer Versuch an anderer (!) Stelle, nie mehrmals auf dieselbe Stelle tropfen!
- Die Testkarte 3-4 Stunden flach liegend an der Luft trocknen lassen, dabei bitte unbedingt vermeiden:
  - 1.) direkte Sonneneinstrahlung,
  - 2.) das Berühren der Testkreise vor und nach der BE,
  - 3.) den Einsatz künstlicher Wärmequellen (Fön, Lampe o. ä.).
- Versand der getrockneten Karte **ohne weitere Verpackung** in einem normalen Briefumschlag **zusammen mit einem Laborauftragsschein** (Muster 10) an o. a. Adresse.
- Sie werden von uns benachrichtigt, sobald das gesicherte Ergebnis vorliegt.